

Technisches Datenblatt

Pull1Aid® Protect Kit

1. Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator und bestimmungsgemäße Anwendung.

Handelsname:	Pull1Aid® Protect Kit
Bestimmungsgemäße Anwendung:	Plum Pull1Aid® Protect Kit, um den Kontakt zwischen dem Ersthelfer und der verletzten Person zu begrenzen.
Ablaufdatum:	Auf der versiegelten Verpackung aufgedruckt falls notwendig

1.2. Einzelheiten zum Lieferanten, der da Datenblatt bereitstellt




Hersteller:	
Firma:	Plum Safety ApS
Adresse:	Mandelalleen 1
PLZ:	5610
Ort:	Assens
Land:	DÄNEMARK
E-mail:	info@plum.eu
Telefon:	+45 6916 9600
Fax:	+45 6916 9630

1.3 Rechtliche Informationen

Allgemeine Information:	REF 97106K, Gesichtsschild: Sind Medizinprodukte der Klasse 1 gemäß <i>der Ratsrichtlinie 93/42/EEC</i> vom 14. Juni 1993 bezüglich Medizinprodukte. <i>Für Medizinprodukte ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.</i> Hersteller ist FIRSTAR HEALTHCARE Co. Ltd. (Guangzhou), Rm 901, Building No. 2, Headquarters Center, Tian'an High-tech Ecological Park, Panyu, 511400, Guangzhou, P.R. China Distributor: AKLA AB, Enghagslingan 2, SE-187 40 Täby, Schweden Handelskontakt: Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Dänemark
	REF 94416ST, Desinfektionstuch: Verweis auf Sicherheitsdatenblätter
	REF 2080809001, Schutzhandschuhe: Nicht klassifiziert



2. Allgemeine Produktinformationen

Physikalische Eigenschaften und Zusammensetzung:

Pull1Aid®Protect Kit. Artikel Nr. 5155	REF. 97106K, Gesichtsschild mit Beatmungsventil für Mund-zu-Mund-Beatmung	REF. 94416ST, Desinfektionstuch	REF. 2080809001, Schutzhandschuhe (1 Paar)
Material	Ventil= PP, Gesichtsschildt=PE	Vliesstoff, Zellulose, Viskose, Co-Polyester/Polyefine getränkt mit 70%iger Alkohollösung (Alkohol, Aqua, Glycerin)	Puderfreie Vinylhandschuhe, unsteril, transparent, geschmeidig
Primärverpackung			

Technisches Datenblatt

Pull1Aid® Protect Kit

Sekundärverpackung			
Abmessungen	-	17 x 22 cm	Größe 8-9 (Ø105xL230mm), Dicke 0,05 mm.
Besonderheiten	Zur Mund-zu-Mund-Beatmung	Zur Desinfektion bei Erster Hilfe	Zum Schutz der Hände bei Erster Hilfe.

3. Nebenwirkungen und Fehlfunktionen

Nebenwirkungen und Fehlfunktionen:

Die Produkte sind für den Hautkontakt und den Erste-Hilfe-Einsatz bei Verbrennungen bestimmt. Wenn Nebenwirkungen oder Fehlfunktionen auftreten, melden Sie diese bitte an Plum Safety ApS, info@plum.eu oder telefonisch unter +45 6916 9600, damit die erforderlichen Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können.

Meldung von Unfällen und Zwischenfällen. Wachsamkeit. Schwerwiegende Vorfälle mit Produkten, die auf dem EU-Markt bereitgestellt werden, müssen unverzüglich der zuständigen nationalen Behörde gemeldet werden. Alle schwerwiegenden Vorfälle müssen spätestens 15 Tage nach Entdeckung gemeldet werden, bei schwerwiegender Gefährdung der öffentlichen Gesundheit innerhalb von 2 Tagen. Im Todesfall oder bei einer unerwarteten und schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer Person muss die Meldung innerhalb von 10 Tagen erfolgen.

4. Aufbewahrung

Haltbarkeit:

5 Jahre ab Produktionsdatum

5. Sonstige Informationen

Nicht wiederverwenden:



Versionsverlauf und Änderungen

Version	Überarbeitungsdatum	Verantwortlich	Änderungen
1.0	16-08-2022	CL	

Sonstige Informtationen:

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter info@plum.eu oder telefonisch unter +45 6916 9600.

Produktdatenblatt erstellt von:

Firma: Plum Safety ApS
Adresse: Mandelalleen 1
PLZ: 5610
Ort Assens
Land: DÄNEMARK
E-mail: info@plum.eu
Telefon: +45 6916 9600
Fax: +45 6916 9630

Dokumentsprache: Deutsch