



SICHERHEIT  
AM ARBEITSPLATZ

# Plum iBox

– entwickelt für Ihre Sicherheit


Lieferung mit  
Wandhalterung  
und Montageset



Leichte und klare  
Erkennung des  
Ablaufdatums

Kann aus der Halterung  
genommen und schnell  
zu der verletzten Person  
gebracht werden

Schnell zugängliche  
Augenspüllösungen



Lieferung mit  
Piktogrammtable

Festes und haltbares  
Material (EPP)




Geräumiges Design  
ermöglicht schnellen  
und einfachen Zugriff

Leicht zu öffnen - an der  
Wand montiert oder auf  
dem Boden stehend



# Transportable Augenspülwandbox mit staubgeschützten Augenspülflaschen

Die Plum iBox vereint wichtige Eigenschaften in einem modernen Design und ist aus einem starken und haltbaren Material gefertigt. Das durchsichtige Fenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Haltbarkeitsdatums. Nehmen Sie die Plum iBox von der Wand und bringen Sie die Augenspülung schnell zu der verletzten Person.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- Die Augenspülflaschen sind gut sichtbar
- Leichte und klare Erkennung des Ablaufdatums
- Staubgeschützte box - IP55
- Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden
- Einfacher Zugriff auf die Flaschen durch geräumiges Design
- Leicht zu öffnen - an der Wand montiert oder auf dem Boden stehend
- Festes und haltbares Material (EPP)
- Lieferung mit Wandhalterung, Piktogrammtafel, und Wandmontageset

ERHÄLTlich KOMBINATIONEN	Art.-Nr.	Leer	Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate		Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride		Plum Wound and Eyewash Spray
			200 ml	500 ml DUO	500 ml	1000 ml DUO	250 ml
Plum iBox 1	4900	X					
Plum iBox 1	4901					1	
Plum iBox 1	4902				1		
Plum iBox 2	4920	X					
Plum iBox 2	4921		1		1		
Plum iBox 2	4922				2		
Plum iBox 2	4923			1		1	
Plum iBox 2	4924					2	
Plum iBox 3	4930	X					
Plum iBox 3	4931		1		1	1	1

Installieren Sie Ihre Plum iBox im Umkreis von maximal 20 Metern Entfernung von der chemischen Gefahrenquelle. Nehmen Sie die Plum iBox von der Wand und bringen Sie die Augenspülung schnell zu der verletzten Person. Jede Sekunde zählt!

**KONTAKT**  
[info@plum-deutschland.de](mailto:info@plum-deutschland.de)  
 +49 4721 681801

